
アイケア

EYE MASSAGER

OA-MA034

QRコードを読み取り
製品名を検索して
ください。



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みください。いつでも見られる場所に保管してください。


アイケア

oa | OA-MA034


目次

同梱品 ····· 01
各部の名称 ····· 02
使い方 ····· 03-05
お手入れ・保管 ····· 06
安全上のご注意 ····· 07-08
FAQ ····· 09
製品仕様 ····· 10
会社情報 ····· 11
廃棄について ····· 12


同梱品



本体



USB-Cケーブル




ポーチ




取扱説明書

各部の名称



使い方

充電方法




1. 付属の充電ケーブルを、本体の電源ボタン下の充電端子に接続します。
2. ケーブルのUSB端子を、定格電圧内のパソコン・モバイルバッテリー・USB電源アダプターに接続して充電します。
3. 充電中は充電端子横のランプが赤く点灯します。
4. 充電が完了するとランプが青く点灯します。
5. 充電中は製品の電源が入りません。

※ 充電が完了したら電源から外してください。(約3時間で満充電)

使い方


使い方



1. 電源ボタンを3秒間押します。
2. 音声とともに電源が入ります。
3. 電源を入れると、最初はヒーリングモードで始まります。
4. 電源ボタンを短く2回押すと、音楽と案内音声がすべて消えます。
5. 電源ボタンを短く押すとモードを切り替えられます。
6. 使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ります。

使い方

モード切替



1. ヒーリングモード：エアーマッサージ＋温熱マッサージ＋音楽

   ※ 最初に始まるモード

2. エアーモード：エアーマッサージ＋音楽

   ※ ヒーリングモードで電源ボタンを短く1回押します。

3. 温熱モード：温熱＋音楽

   ※ エアーモードで電源ボタンを短く1回押します。

※ 電源ボタンを短く2回押すと、音楽と案内音声のオン／オフができます。

※ 温熱温度は38～42℃です。温度は使用環境により変わることがあります。

お手入れ・保管

保管方法

- 先のとがった物や鋭利な物の近くに保管しないでください。
- 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 平らな場所に保管し、
  高い場所での保管は避けてください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 熱を発生する機器の近くに保管しないでください。
- 長期間使用しない場合は、電池寿命保護のため1～2か月に
  1回充電して保管してください。
- 長期間使用しないと変色することがあります。
  使用後はきれいに拭いて保管してください。

推奨使用環境

- 大気圧：86kPa～106kPa
- 相対湿度：80%RH以下、腐食性ガスがなく換気の良い室内

安全上のご注意

・電源は充電時のみ接続してください。
・毛布や枕などで製品を覆って使用しないでください。
　火災・感電・けがの恐れがあります。
・湿気やほこりの多い環境では使用しないでください。
・体調が悪いとき、またはマッサージ部位の状態が良くないときは
　使用しないでください。
・本製品は家庭用で、医療機器ではありません。
　治療目的では使用しないでください。
　※ 骨粗しょう症・静脈瘤・関節炎などの疾患がある方は、必ず
　　医師に相談のうえ使用してください。
・眼の疾患がある方、眼の手術を受けた方は、必ず医師に相談の
　うえ使用してください。
・睡眠中は使用しないでください。
・炎症・感染・打撲などの外傷がある部位には使用しないでください。
・敏感肌の方、肌の弱い方は使用を控えてください。
・使用中に違和感があるときは直ちに使用を中止してください。
・温熱機能があるため、低温やけどにご注意ください。
・本書に記載された内容・用途以外には使用しないでください。
　※ 任意の使用による事故は補償を受けられません。
・飲酒後は使用しないでください。

安全上のご注意

- お子様は使用できません。
- 一人での使用が難しい高齢者・障がいのある方は、保護者の管理のもとで使用してください。
- 使用・保管の際は、暖房器具など熱を発生する機器から離してください。
  ※ ラジエーター、ストーブ、その他熱を発生させる機器など。
- ケーブルの端子やアダプターが破損している場合は絶対に使用しないでく
- 屋外での歩行中や運転中は使用しないでください。
- 使用を止めるときは電源を切り、動作が完全に止まってから製品を外してください。
- 本製品は電子機器です。水がかからないようご注意ください。
- 本製品は5V 1Aです。適した電圧で充電してください。
- お手入れの際は化学薬品を使わず、ウェットティッシュなどで軽く拭いてから乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 連続使用は体に負担がかかります。十分に休憩してから使用してください。
- 濡れた手で電源を入れないでください。
- 絶対に分解しないでください。
- 生地がほつれたり破れたりした場合は使用を止め、ご購入ショップへご連絡ください。
- 必ず付属のケーブルで充電してください。

FAQ

症状	原因	解決方法
電源が 入らない。	電池残量不足	本体を十分に 充電してください。
	自動電源オフ （保護回路作動）	本体を電源に 5秒間接続してください。 保護モードが解除されます。
	正しく充電 できていない場合	充電器を変えて 充電してください。
エアーマッサージが 弱すぎる。	電池残量不足	本体を十分に 充電してください。

製品仕様

製品名	アイケア（EYE MASSAGER）
モデル名	OA-MA034
定格	DC 5V、1A ／ 4.5W
電池容量	DC 3.7V、1200mAh、4.44Wh
連続使用時間	10分
サイズ	235 × 85 × 105（mm）
折りたたみ時	160 × 90 × 85（mm）
ケーブル長	800mm
重量	288g
同梱品	本体、USB-Cケーブル、ポーチ、取扱説明書
皮膚接触部の最高温度	42℃
使用年齢	12歳未満は使用禁止
騒音	60dB以下
使用温度範囲	(-5～25)℃
使用距離（眼球）	直接接触
使用距離（皮膚）	直接接触

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア（OA Co., Ltd.）
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より （※ 修理のご依頼は、まずショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は 有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app/eye-care

廃棄について

表示記号	表示材質	廃棄方法
	紙	テープ・送り状などを外し、 たたんで紙類として廃棄
	PET、HDPE、LDPE、 PP、PS、OTHER （バイオ系）	プラスチックとして分別 発泡スチロールは別に分別 ※ バイオ系は可燃ごみ
	PET、HDPE、LDPE、 PP、PS、OTHER （バイオ系）	プラスチック（容器包装） ※ バイオ系は可燃ごみ
	-	自治体によりリサイクルの ルールが異なるため、お住まいの 自治体の廃棄方法に従ってください
	塗布・貼合など	可燃ごみ

※ 表示記号または表示材質を確認し、廃棄方法を参照して分別廃棄してください。

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

お買い上げ後1年以内で、お客様の過失がない製品に
不具合が発生した場合は無償修理いたします（送料別途）

株式会社オア

所在地 2 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
（※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）

お問い合わせ　ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」
（※ 修理のご依頼は、まずショップへご連絡ください。）

説明書　oa-manual-jp.vercel.app/eye-care

QRコードを読み取り
oa公式サポートを
ご利用ください。

Copyright © 2025 OA Co., Ltd. All rights reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261104_OA-MA034_アイケア_取扱説明書_JP_V1