

クリーンイ ピュア Air

TOOTHBRUSH STERILIZER




oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

各部の名称




1. ふた
2. 歯磨き粉ホルダー
3. Fan
4. 歯ブラシ掛け
5. UVC LED
6. 電源ボタン
7. 固定部
8. 充電端子
9. 検知ボタン


同梱品




本体



USB-Cケーブル



取付ホルダー（粘着テープ付き）2個




取扱説明書

設置方法


- ホルダーの取り付け方

01




取り付ける壁をきれいに拭き、
乾かしてください。

02




付属のホルダー2個を製品背面の
溝に図のように固定してください。

03




ホルダー裏面のフィルムをはがしてください。

04




壁にまっすぐ貼り付けてください。

05



1日ほど待ってください。

06



歯ブラシ掛けに歯ブラシを掛けてお使いください。

使い方

1. ふたを開け、ブラシ部分がUVC LEDのある面を向くように歯ブラシを掛けてください。

2. ふたを閉じ、電源ボタンを軽く押してください。
※ 電源ボタンは必ずふたを閉じてから押してください。ふたが正しく閉じていないと青色ランプが点滅し、動作しません。

3. 電源を押すとボタンが青く点灯し、6分間動作します。
最初の3分間はUV除菌とFanが同時に動作し、その後の3分間はUV除菌のみ動作します。
※ 動作中にふたを開けると自動的に停止します。

安全上のご注意

· お子様が使用する場合は、事前に必ず安全な使い方を教えてから使用させてください。

· 濡れた手で充電端子に触れないでください。感電・火災の恐れがあります。

· 製品を分解したり、衝撃を与えたりしないでください。

· USB-Cケーブルが破損した場合は使用せず、ショップにお問い合わせください。

· 連続して動作させると、過熱により故障の原因になることがあります。

· 浴槽、洗面台、便器など水がたまる場所の上には設置しないでください。

· 動作中のUVの光を直接目で見ないでください。

· 製品に水や湿気が入らないようご注意ください。

· 製品は常に清潔に保ってください。汚れは除菌力低下の原因になります。

- 廃棄について

パッケージの分別表示を確認し、分別して廃棄してください。
※ 分別方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。

安全上のご注意

- 充電時のご注意

· 動作中に電源ボタンが赤く点滅したら充電してください。

· 本製品の定格は5V／1Aです。定格に合ったアダプターを使用してください。

· 充電中は電源ボタンが赤く点灯し、満充電になると青く点灯します。

· 満充電まで約4時間です。

- お手入れ時のご注意

· お手入れの際はUSB-Cケーブルを外してください。


· 図のように歯ブラシ掛けを外し、水で洗って乾かしてください。

· 歯ブラシ掛け以外の部分は湿らせた布で拭き、乾かしてください。

· 本製品は防水ではありません。水洗いしないでください。

· UV部分を水にさらさないでください。

お手入れ





注意

· 本製品は紫外線を放出します。
· 目や肌に当たると刺激を与えることがあります。
· 適切な遮へい物を使用してください。

製品仕様

製品名	oa クリーンイ ピュア Air
モデル名	OTS-002WH
サイズ	215 × 63 × 66 (mm)
重量	216g
定格	DC 5V, 1A / 2W
電池容量	DC 3.7V, 800mAh, 2.96Wh
同梱品	本体、USB-Cケーブル、取付ホルダー（粘着テープ付き）2個、 取扱説明書

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより （※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は 有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ ご購入ショップの「ショップへお問い合わせ」より
日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app/pure-c

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.
本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OTS-002WH_クリーンイピュアAir_取扱説明書_JP_V1