
クリーンイ ウォーターF

ORAL IRRIGATOR



oa製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いいただき、いつでも見られる場所に保管してください。

クリーンイ ウォーターF
oa | OOR-008WH

目次

同梱品 ····· 01

各部の名称 ····· 02

使い方 ····· 03-04

使い方 ····· 05

お手入れ・保管方法 ····· 06

廃棄について ····· 07

FAQ ····· 08


安全上のご注意 ····· 09

製品仕様 ····· 10

会社情報 ····· 11

廃棄について ····· 12

同梱品



本体



ジェットチップ



ポケットチップ




矯正用チップ




プラークチップ



舌クリーナーチップ




専用アダプター




取扱説明書

各部の名称


電源／強度調節ボタン
タンクふた
チップ収納ふた
タンク
チップ取り外しボタン
水量調節ボタン
ハンドル
OZ
1000ML
30
800
20
600
400
10
200

使い方


STEP
01



電源の接続

· アダプターをコンセントに接続してください。

STEP
02




ジェットチップの取り付け

· チップをハンドル上部の中央に合わせ、図のようにチップ取り外しボタンを下げてから差し込んでください。外すときも取り外しボタンを押しながら上に引き抜いてください。

（チップを装着した状態で360°回転できます。）

STEP
03




タンクに水を入れる

· タンクに水を入れてください。

※ 給水中や分解時には動作させないでください。

使い方


STEP
04



噴射位置の調整

· ハンドルを持ち、噴射位置を合わせます。

STEP
05



電源ON


· 電源／強度調節ボタンを1回押すと動作します。ボタンを回すと強さを調節できます。

※ 電源／強度調節ボタンを時計回り
に回すと強くなり、反時計回りに回すと弱くなります。

※ 時計回りに回してMaxになるとボタンのランプが3回点滅し、
反時計回りに回してMinになるとボタンのランプが3回点滅します。

※ 動作開始から2分後に自動でOFFになります。


STEP
06



水量調節

· ハンドルの水量調節ボタンで水量と強さを調節できます。

使い方



· 製品を少し傾け、水流が歯と歯ぐきの間、歯と歯の間に向くようにして使用してください。

· 奥歯から前歯に向かって使うことをおすすめします。歯の表裏や奥歯の裏側にも使用してください。


※ 初めての方や歯ぐきの弱い方は、低い水圧から始めることをおすすめします。

※ 冷たい水は歯にしみることがあるため、ぬるま湯の使用をおすすめします。

お手入れ・保管方法

［タンク］

右図のようにタンクと本体を分離してください。



· きれいな水で洗ってください。

· 洗浄後は必ず乾かしてください。

· 濡れたまま低温の場所に置かないでください。

· 長期間使用しないときは、乾かして保管してください。

［本体・ジェットチップ］

· 使用後は乾かし、本体とチップは柔らかい布で水気や汚れを
拭き取ってください。

· 3か月ごとにチップを交換することをおすすめします。

※ アルコール、ベンジン、シンナーなどの化学製品で洗わないでください。
※ 50℃以上の温度で洗わないでください。
※ 使用しないときはタンクの水を捨ててください。

廃棄について

· 包装材（ビニール、発泡スチロールなど）はお子様が触れないよう廃棄してくだ
さい。
- 窒息の原因になります。

· 製品を廃棄する際は、本体と電池を分離して廃棄してください。
- 火災や爆発の原因になります。
- 電池内蔵製品を廃棄する際は、製品と電池を分別して出してください。
- 寿命を迎えた電池は、自治体の回収ボックスなど指定の方法で廃棄してください。

FAQ

症状	原因	解決方法
製品が動作しない。	アダプターが正しく接続されていない場合	アダプターが正しく接続されているか確認してください。
水圧が弱すぎる。	チップが変形している場合	チップ内部に異物がたまったり変形したりすると水圧が弱くなることがあります。チップを交換してください。
	水が足りない場合	タンクに水を十分に入れてください。
	強さの設定が合っていない場合	· 電源／強度調節ボタンを時計回りに回すと、強さが徐々に強くなります。 · 電源／強度調節ボタンを反時計回りに回すと、強さが徐々に弱くなります。
	ハンドルの水量調節ボタンが低く設定されている場合	ハンドルの水量調節ボタンを上に押し上げてください。
チップと本体の間から水が漏れる	チップが正しく装着されていない場合	チップを外してからもう一度差し込んでください。

※ 表示記号または表示材質を確認し、廃棄方法を参照して分別廃棄してください。

安全上のご注意

- 製品を修理・分解しないでください。
- アダプターに異常（発熱、破損など）がある場合は使用しないでください。
- 落下や衝撃の後に動作しなくなった場合は使用しないでください。
- 濡れた手でアダプターや接続ポートに触れないでください。
- 本製品は高温多湿の環境でも使用できますが、防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
- タンクには水または液体のマウスウォッシュのみ入れてください。
- ホースを折ったり曲げたりしないでください。故障の原因になります。
- 2か月以内に歯や歯ぐきの手術を受けた方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。
- お子様、歯ぐきが敏感な方、歯ぐきに問題のある方は、歯科医師に相談のうえ使用してください。
- お子様が製品で遊ばないようご注意ください。
- 初めて使用するとき、歯ぐきから軽い出血があることがあります。1〜2週間使用しても出血が続く場合は、歯科医師に相談してください。
- 舌の下や耳、鼻など、口腔以外の部位には使用しないでください。
- 舌や口の中に傷がある場合は使用しないでください。
- 浴槽やシンクなど、落下したり吸い込まれたりする恐れのある場所に置いたり保管したりしないでください。
- 5分以上連続して動作させないでください。過熱により故障の原因になることがあります。

製品仕様

製品区分	oral irrigator
製品名	oa クリーンイ ウォーターF
モデル名	OOR-008WH
定格	DC 12V, 2A / 24W
アダプター定格入力	AC 100-240V, 50/60Hz, 0.8A
アダプター定格出力	DC 12V, 2A, 24W
材質	本体：ABS、ボタン：POM、タンク：PC
タンク容量	1000ml
水圧	30 ~ 150psi
同梱品	本体、ジェットチップ、ポケットチップ、矯正用チップ、プラークチップ、舌クリーナーチップ、専用アダプター、取扱説明書
販売元	株式会社オア　212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aより

※ 性能改善のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

会社情報

販売元	株式会社オア
所在地	212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea （※ この住所への返送・持ち込み修理はできません。）
お問い合わせ	Qoo10ショップQ&Aよ り（※ 修理のご依頼は、まずご購入ショップへご連絡ください。）
製品保証期間	お買い上げ日から1年。送料はお客様負担です。 （保証期間内でも、お客様の過失による修理は 有償となります。／送料別途）
説明書	oa-manual-jp.vercel.app

廃棄について

表示記号	表示材質	廃棄方法
	紙	テープ・送り状などを外し たたんで紙類として廃棄
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER （バイオ系）	プラスチックとして廃棄 発泡スチロールは別に分別 ※ バイオ系は可燃ごみ
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER （バイオ系）	ビニールとして廃棄 ※ バイオ系は可燃ごみ
	-	自治体によりリサイクルの ルールが異なるため、お住まいの 自治体の小型家電の廃棄方法に従う
	塗布・貼合など	可燃ごみ

※ 表示記号または表示材質を確認し、廃棄方法を参照して分別廃棄してください。

oa-manual-jp.vercel.ap
p
QRコードを読み取り
日本語取扱説明書を見
る

株式会社オア

所在地 212 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea

お問い合わせ Qoo10ショップQ&Aより

日本語説明書 oa-manual-jp.vercel.app

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

本取扱説明書の内容の著作権はoaに帰属し、無断使用を禁止します。

261106_OOR-008WH_クリーンイウォーターF_取扱説明書_JP_V1